



SAmAs

Software für **Arbeitsmedizin** und **Arbeitssicherheit**

Arbeitsmedizin



Arbeitssicherheit



sSafety Web



SAmAs – Anbindung des Custo Vit

© 1993-2017 • SAmAs GmbH • Technologiepark 9 • 33100 Paderborn • Tel: 05251 20565-0

Autoren: Jessica Schniedertüns, Vanessa Quandt

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Autoren reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Wichtiger Hinweis: Die in diesem Handbuch verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen unterliegen dem allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder patentrechtlichen Schutz.

Änderungen vorbehalten.

Inhalt

Inhalt..... 3

Informationen 4

Voraussetzungen.....4

Allgemeiner Ablauf4

Einrichtung der Custo Vit Software für den GDT-Export 5

Anbindung der Custo Vit Software an SAMAs.....6

Abbildungsverzeichnis..... 8

Informationen

Voraussetzungen

1. Die Gerätesoftware muss auf den entsprechenden PCs installiert sein.
2. Die Installation der Gerätesoftware erfolgt immer durch den Kunden oder dessen IT-Dienstleister.

Allgemeiner Ablauf

1. Gerätesoftware auf dem PC installieren.
2. In der Gerätesoftware prüfen, welche Pfade für die Eingangs- und Ausgangsdatei hinterlegt wurden.
3. Nun muss noch die Kommunikation/Anbindung mit SAmAs erfolgen. Dazu wechseln Sie zu den Beschreibungen aus „Anbindung der Custo Vit Software an SAmAs“. (Seite 6)

Anmerkung:



- Es kann vorkommen, dass in der Gerätesoftware die Schnittstelle für den GDT-Transfer erst aktiviert werden muss.
 - Bitte achten Sie darauf ab WIN Vista die Eingangs- und Ausgangsdatei nicht unter C:\Programme abzuspeichern. Als Alternative können Sie diese unter C:\GDT abspeichern.
 - Die Pfade für Ein- und Ausgangsdatei müssen in der Gerätesoftware und in SAmAs übereinstimmen. Sonst ist eine korrekte Korrespondenz zwischen den Systemen nicht möglich.
-

Einrichtung der Custo Vit Software für den GDT-Export

1. Starten Sie unabhängig von SAMAs die Custo Vit Software.
2. Öffnen Sie die unter Export / Praxis EDV.
3. Bitte tätigen Sie folgende Einstellungen für eine erfolgreiche Kommunikation mit SAMAs.




Abbildung 1: Konfiguration Custo Vit

Pfad
Dateiname
Erweiterung
PDF-Pfad

Import
C:\gdt\
sam_cust
fest / gdt

Export
C:\gdt\
cust_sam
fest / gdt
C:\gdt\customed.pdf



Anmerkung: Bitte stellen Sie sicher, dass der Ordner GDT auch existiert.

Anbindung der Custo Vit Software an SAMAs

1. Bitte gehen Sie in SAMAs unter Daten → System → Geräteeinstellungen. Das Geräte-Schnittstellen Fenster öffnet sich.
2. Klicken Sie auf Spirometrie. Geben Sie die Gerätebezeichnung anhand folgender Abbildung an.




Abbildung 2: SAMAs Geräteeinstellungen

Einstellung zur Programmdatei:	C:\Programme\custo med\Exe\custo manager.exe
Einstellung zur Ausgangsdatei:	C:\GDT\sam_cust.gdt
Einstellung zur Eingangsdatei:	C:\GDT\cust_sam.gdt

Bei Bedarf kann auch der Pfad bei „Importverzeichnis (PDF)“ befüllt werden. Bitte achten Sie darauf, dass der dort hinterlegte Pfad mit dem in der Gerätesoftware übereinstimmt. Voraussetzung ist, dass von der Gerätesoftware ein entsprechendes Dokument erzeugt wird. Ansonsten ist kein PDF-Import möglich.

3. Nach erfolgter Eingabe betätigen Sie die Schaltfläche **Speichern**.
4. Erstellen Sie nun aus dem Befundbaum eines ausgewählten Probanden eine neue Spirometer-Untersuchung. Es öffnet sich die unten abgebildete Maske.




Abbildung 3: SAMAs Spirometrie

5. Starten Sie die Custo Vit-Software durch betätigen der Schaltfläche **Customed Spiro**.
6. Führen Sie die Untersuchung mit der Custo Vit-Software durch.
7. Nach dem Speichern der Daten in der Custo Vit-Software werden die Daten automatisch nach SAMAs übertragen und in die oben gezeigte Spirometrie-Befundmaske eingetragen.
8. Schließen Sie die Spirometrie-Befundmaske über die Schaltfläche **Speichern & Schließen**.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Konfiguration Custo Vit	5
Abbildung 1: SAmAs Geräteeinstellungen	6
Abbildung 2: SAmAs Spirometrie.....	7